

Pe-Ha-Visco® basiert auf Hydroxypropylmethylcellulose und ist in zwei Konzentrationen erhältlich:

Pe-Ha-Visco® 2%

Pe-Ha-Visco® Plus 2.4%

Sterile Einmalspritze mit 2 ml Lösung und Einmal-Injektionskanüle, Luer-Lock

Frei von Konservierungsstoffen.

Verursacht keine entzündlichen oder immunogenen Reaktionen.

Durch Wasserlöslichkeit am Ende der Operation einfach durch Ausspülen und Absaugen wieder zu entfernen.



Pe-Ha-Visco® ist eine isotonische, klare, viscoelastische und sterile Lösung zur intraokularen Anwendung.

Pe-Ha-Visco® erhält als Hilfsmittel bei chirurgischen Eingriffen am vorderen Augenabschnitt die Tiefe der Vorderkammer und schützt das umgebende intraokulare Gewebe.

Pe-Ha-Visco® enthält 2,0% bzw. 2,4% Hydroxypropylmethylcellulose und unterstützt aufgrund seiner visco-elastischen und benetzenden Eigenschaften den intraokularen Eingriff.

Formel: 1 ml enthält:	Pe-Ha-Visco® 2.0 %	Pe-Ha-Visco® Plus 2.4 %
Hydroxypropylmethylcellulose	20.00 mg	24.00 mg
Natriumchlorid	6.40 mg	6.40 mg
Kaliumchlorid	0.75 mg	0.75 mg
Calciumchlorid 2H ₂ O	0.48 mg	0.48 mg
Magnesiumchlorid 6H ₂ O	0.30 mg	0.30 mg
Natriumacetat 3H ₂ O	3.90 mg	3.90 mg
Natriumcitrat 2H ₂ O	1.70 mg	1.70 mg

CE 0481

Weitere Bestandteile
HCl oder NaOH in ausreichender Menge
Wasser für Injektionszwecke

Vertrieb:

Hersteller:

ALBOMED®

ALBOMED GmbH

Bergweg 8

Fon + 49 23 03 - 8 12 76